

TEKNOLOGI FOR Å TA VARE PÅ HVERANDRE



Personer som har behov for hjelp kan fortsette å leve et trygt, aktivt og sosialt liv.

LinTech AS

LinTech AS utvikler og leverer produkter for økt trygghet og livskvalitet. Vi holder til i Saltnes i Østfold.

Lincare GPS-klokke for personer som kan trenge å tilkalle hjelp

Vårt hovedprodukt er Lincare GPS-klokke, som kombinerer det beste av design, funksjon og teknologi i et unikt produkt. GPS-klokken har et elegant utseende, og ser ikke ut som et hjelpemiddel. **Personer som har behov for hjelp behøver ikke bli bundet til hjemmet, men kan fortsette å leve et trygt, aktivt og sosialt liv.**



Trykk på knappen for å ringe!

Funksjoner

Lincare GPS-klokke har innebygd en trygghetsalarm, aktivitetsmåler, fallalarm og en høyttalende mobiltelefon med toveis tale. GPS funksjonen gjør det enkelt å finne bæreren av klokken når det er behov for det. Ved begynnende kognitiv svikt kan bæreren av klokken selv tilkalle hjelp ved å trykke på knappen. Omsorgspersoner kan ringe til klokken eller se på kartet hvor bæreren av klokken befinner seg. Omsorgspersoner kan få varsler når bæreren av GPS- klokken går hjemmefra eller utenfor definerte geografiske områder (trygghetszone/geofence). Det kan også velges om varsel bare skal gis til bestemte tider, for eksempel dersom en person med et hjelpebehov går hjemmefra om natten. GPS-klokken er knyttet til en web-app med kart, aktivitets-logg og hendelses-logg.

Enkel i bruk

Brukeren av GPS-klokken kan ringe til en venn, pårørende, hjemmetjenesten eller en alarmsentral med et enkelt trykk på knappen. GPS-klokken lades enkelt i medfølgende lader. Ved normal bruk varer batteriet i flere dager før det må lades på nytt.

Målgruppe

Lincare GPS-klokke kan være et fantastisk hjelpemiddel for personer med lett nedsatt kognitiv funksjon, f.eks. ved begynnende demens. Riktig brukt kan GPS-klokken gi personer større frihet, trygghet og livskvalitet.

GPS-klokken kan også brukes av alene-arbeidere, kronisk syke, seniorer eller andre som kan trenge å tilkalle hjelp.

Begrensninger

Løsningen vil ikke fungere dersom brukeren legger fra seg klokken, dersom batteriet er tomt for strøm, dersom brukeren befinner seg et sted uten dekning for mobiltelefon, eller dersom det oppstår tekniske feil på klokken eller i kommunikasjonsløsningen. **Løsningen er ikke ment å erstatte tilsyn for personer som ikke kan ta vare på seg selv eller har behov for øyeblikkelig hjelp!**

Filmer

Søk på youtube etter https://youtu.be/tphy_LDCY_U eller [Lincare Norway - GPS klokke med innebygd telefon](#)

Den første filmen er på norsk, med engelsk tekst. De neste filmene er på engelsk.




Safety watch for dementia sufferers -
TV2 Norway



Navigil S1 Testimonial



Make a voice call with the Navigil watch
phone




Emergency SOS call with Navigil S1
watch phone



How the Navigil S1 watch phone geo-
fence alarm works

Se også **brukerveiledning** for Lincare GPS-klokke på www.lincare.support

Smartklokke med telefon, GPS, aktivitetslogg og mange flere funksjoner



Når noe uventet skjer

Trykk på knappen

Og du får hjelp



Varsel ved fall eller ingen bevegelse hjemme, ute og på jobb



Varsel når en person går hjemmefra eller inn eller ut av definerte områder



Mer informasjon

Se supportsiden for Lincare GPS-klokke for brukerveiledning og mer informasjon:

www.lincare.support

Nettbutikk

Lincare GPS-klokke kan kjøpes eller leies i vår nettbutikk.

GPS-klokken hjelper unge og gamle til å leve et trygt, aktivt og sosialt liv.

www.shop.lincare.no

Web-app

Logg inn på Lincare web-app for å se kart, innstillinger, hendelseslogg og aktivitetslogg:

www.lincare.no

(For enkel innlogging til web-app på mobil:

*Last ned en ekstra nettleser, f.eks. **Google Chrome**, logg inn på www.lincare.no med ditt brukernavn og passord, og velg **Lagre passord**, så kan du enkelt åpne web-appen uten å huske passordet ved neste innlogging.)*

Sist oppdatert 05.april.2019

av Veronika Lindberg, Lintech AS
